

Arcegel Matrix Phenol Red-Free, LDEV-Free

Arcegel 基质胶，无酚红，无 LDEV

产品简介

Arcegel 基质胶，无酚红，无 LDEV 基质胶是从富含胞外基质蛋白的 EHS 小鼠肿瘤中提取出来的可溶性基底膜制备物，其主要成分由层粘连蛋白，IV型胶原，硫酸乙酰肝素蛋白聚糖（HSPG）和巢蛋白等组成，还包含生长因子如 TGF-beta、EGF、IGF、FGF、组织纤溶酶原激活物和 EHS 肿瘤自身含有的其他生长因子。在室温条件下，聚合形成具有生物学活性的三维基质，模拟体内细胞基底膜的结构、组成、物理特性和功能，有利于体外细胞的培养和分化，可用于对细胞形态、生化功能、迁移、侵袭和基因表达等的研究。本产品为无菌制品，不含酚红，浓度为 8~12 mg/mL，满足多种实验要求，包括：需要颜色检测如荧光检测实验等。

产品信息

货号	C231002E/C231002S
规格	5 mL/10 mL

储存条件

-20°C 储存，有效期 2 年。干冰运输。

注意事项

1. Arcegel 基质胶冻融后，轻轻摇晃试剂瓶使 Arcegel 基质胶分散均匀。
2. 产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行，试剂瓶瓶盖可用 70%乙醇擦拭，并自然干燥。
3. 与产品接触的实验器材（如：枪头、产品管等）使用前需预冷，以保证 Arcegel 基质胶呈匀浆状。
4. 细胞可在 0.5 mm 厚度的 Arcegel 基质层表面生长，也可在 1 mm 厚度的 Arcegel 基质胶三维基质内生长。过度稀释的 Arcegel 基质胶会形成非胶质的蛋白层，可以用于细胞贴壁，但不能用于细胞的分化研究。
5. Arcegel 在 22~35°C 温度环境下快速成胶，成胶后的 Arcegel 基质胶可以在 4°C，24~48 小时后重新呈液态。
6. 融化后的 Arcegel 可分装在多个预冷的冻存管，迅速冷冻并保存，避免多次冻融。
7. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
8. 本产品仅用于科研。

使用说明

1. Arcegel 基底膜/基质胶的融化与保存

【注意】Arcegel 基质胶对温度非常敏感，千万不可多次重复冻融。Arcegel 基质胶的分装以及凝胶前的准

备过程中都必须在冰上操作，因为温度稍微提高，都很可能出现成胶现象，从而导致基质胶不均匀或者影响后续的凝胶。用来盛放的试管或者分装的枪头都必须进行预冷。

- 1) 收到产品后，如果暂时不使用，请整瓶直接放到-20°C冻存，不要放在无霜冰箱内。
- 2) 第一次使用，将整瓶 Arcegel 基质胶放入冰盒内再放到 4°C过夜，使其充分融解。

2. Arcegel 基底膜/基质胶的使用配置

【注意】基质胶在 22~35°C能够快速成胶。为了保证 Arcegel 基质胶的成胶性能与稳定性，最终稀释浓度不应低于 3 mg/mL（Arcegel 基质胶原液的浓度因批次不同有差异）。可用无血清培养基来稀释 Arcegel 基质胶，稀释后需要立即使用。

- 1) 薄胶制备方法
 - a. 融化后，用预冷的枪头混匀 Arcegel 基质胶。
 - b. 将需要使用的培养板置于冰上，按 50 $\mu\text{L}/\text{cm}^2$ 生长面积的浓度加入 Arcegel 基质胶。
 - c. 在 37°C放置 30 min，此时平板即可使用。
- 2) 厚胶制备方法
 - a. 融化后，用预冷的枪头混匀 Arcegel 基质胶。
 - b. 将需要使用的培养板置于冰上，将培养的细胞与 Arcegel 基质胶混合，用遇冷的枪头使细胞悬浮均匀。按照 150~200 $\mu\text{L}/\text{cm}^2$ 生长面积的浓度加入 Arcegel 基质胶。
 - c. 在 37°C放置 30 min，此时即可加入细胞培养液。细胞也可生长在此厚胶的上层。
- 3) 薄层包被方法
 - a. 融化后，用预冷的枪头混匀 Arcegel 基质胶。
 - b. 采用无血清培养基稀释 Arcegel 基质胶到需要的浓度。建议根据具体的实验做个梯度实验，从而确定最佳的包被浓度。
 - c. 将稀释的 Arcegel 基质胶加入需要包被的培养器皿中，包被量至少覆盖细胞的所有生长表面。室温下孵育 1 小时。
 - d. 去除未凝固结合的 Arcegel 基质胶，用无血清培养基轻轻地冲洗。此时平板即可使用。

【注意】：Arcegel 基底膜/基质胶包被的平板最好当天使用，但也可根据具体应用调整。包被好的平板加入培养基后，在 37°C最久可存放 1 周。。