

DfCell Mycoplasma Prevention Reagent (100×, for Water Pans in CO₂ Incubator)

DfCell 支原体预防试剂（100×，用于细胞培养箱水盘）

产品简介

在细胞培养环节，支原体污染是较为常见的问题。由于支原体体积微小，难以通过肉眼或常规显微设备察觉，这无疑给其检测与清除工作带来了巨大挑战，所以做好全方位的支原体预防工作至关重要。

Arcegen 推出的 DfCell 支原体预防试剂（100×，用于细胞培养箱水盘），可用于正常细胞的日常防护，严防支原体污染。其预防措施涵盖四个关键方面：一是培养基预防，可直接将预防试剂添加至细胞培养基中；二是超净台预防，采用喷雾的方式进行消毒；三是水浴锅预防，直接将预防试剂加入水浴锅内；四是细胞培养箱水盘等的预防。

产品信息

货号	C230109S
规格	100 mL

储存条件

冰袋运输。-25~-15℃避光保存，保质期 1 年。若较长时间不用，请注意避光保存。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅用于科研。
3. 使用本试剂前请仔细阅读说明书，实验应规范操作，包括样本处理、反应体系的配制及加样。

使用说明

本品为细胞培养箱水盘支原体预防试剂，以 100× 的浓缩液形式提供，使用时直接按照比例加入到水盘中即可，建议每隔 2~4 周更换一次。