

C-series Chromatography Column, 1ml

C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	20525ES03	1 套	室温
C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	20525ES08	5×1 套	室温
C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	20525ES10	10×1 套	室温

产品描述

翊圣生物提供不同的蛋白纯化耗材，重力型空柱，C 型空柱，中低压层析空柱，中低压夹套空柱等。

本品为 C 型空柱，可直接连 Akata 等层析设备，也可直接配合针筒、蠕动泵等使用，规格为 1ml，参数：内径 7.2mm，胶床高度 2.65cm。另有 5ml C 型空柱提供，Cat#20526。

运输和保存方法

室温运输和保存即可。

注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品

20520ES03	Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力层析空柱	1 套
20520ES08	Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力层析空柱	5×1 套
20521ES03	Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力层析空柱	1 套
20521ES08	Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力层析空柱	5×1 套
20522ES03	Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力层析空柱	1 套
20522ES08	Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力层析空柱	5×1 套
20523ES03	Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力层析空柱	1 套
20523ES08	Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力层析空柱	5×1 套
20524ES03	Gravity Chromatography Columns, 30ml 重力层析空柱	1 套
20525ES03	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	1 套
20525ES08	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	5×1 套
20525ES10	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	10×1 套
20526ES03	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	1 套
20526ES08	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	5×1 套
20526ES10	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	10×1 套
20527ES03	Chromatography Empty Column, 7ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	1 套
20527ES08	Chromatography Empty Column, 7ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套
20528ES08	Chromatography Empty Column, 27ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套
20529ES08	XK 16/20 Chromatography Column XK 16/20 中低压夹套空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套