

## Urine Fecal Occult Blood Test Kit

### 尿粪隐血检测试剂盒（联苯胺法）

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Urine Fecal Occult Blood Test Kit 尿粪隐血检测试剂盒（联苯胺法）	60403ES60	100 T

#### 产品描述

隐血即胃肠道少量出血，此时粪便中有少量红细胞被破坏，该现象肉眼及显微镜均不能证实，但可通过相应方法检测出其有无。本试剂盒通过联苯胺法对尿粪样本进行检测，其检测原理是：隐血中血红蛋白有拟过氧化酶作用，可催化过氧化氢释放新生态氧，后者将邻联甲苯胺氧化成蓝色。此外，本品对慢性消化道出血，如：消化性溃疡，药物对胃粘膜的损伤、肠结核、克隆病等和消化道恶性肿瘤（如：胃癌、结肠癌等）的筛选均具有重要价值。

本试剂盒适合用于人的粪便类样本的测定，可进行 100 个样本的测试。

#### 产品组分

组分编号	组分名称	规格	保存方式
60403-A	试剂一（邻联甲苯胺液）	10 mL	4℃避光保存
60403-B	试剂二（过氧化氢液）	10 mL	4℃保存

#### 运输

常温运输。4℃保存。

#### 注意事项

1) 实验前自备白瓷板。 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 操作方法\*

- 1) 滴加试剂一（邻联甲苯胺溶液）2-3 滴于白瓷板上；
- 2) 滴加试剂二（过氧化氢）1-2 滴；
- 3) 如不变色，立即挑取粪便少许与上述试剂混合；
- 4) 观察结果。

**【注】**：或先将粪便涂于白瓷板上（或白色滤纸）上，滴加试剂一（邻联甲苯胺液），再滴加试剂二（过氧化氢液），观察结果。

#### 结果判定

阴性 (-):	3 min 后不显蓝绿色
弱阳性 (+):	30-60 s 内显蓝色
阳性 (++):	立即显蓝绿色
强阳性 (+++):	立即显深蓝色