

## Fixogum Rubber Cement Fixogum 橡胶胶水

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Fixogum Rubber Cement Fixogum 橡胶胶水	12101ES50	50 g
Fixogum Rubber Cement Fixogum 橡胶胶水	12101ES62	125 g

### 产品描述

杂交是 FISH 实验最关键且周期最长的一步，任何一个细节的改进都可大大提高实验的成功率。在杂交过程中，为了防止长时间高温孵育引起杂交液的蒸发，需要加硅化盖玻片。传统的方法会选择液体石蜡封固，但是石蜡很有可能在高温下溶解导致杂交液的污染，而橡胶胶水高温下性能非常稳定且干燥后易去除，溢出的胶只需用手指抹掉或橡皮擦擦掉即可。本品 FixoGum 橡胶胶水是目前国内外 FISH 实验中应用非常广泛的封片剂之一。使用时只需挤少量封住盖玻片四周即可。另外，FixoGum 也常用于扫描电镜（scanning electron microscopy）样品制备中用于粘附待研究样品。

### 运输和保存方法

室温运输和保存即可。

### 注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途！