

HB220512

# dNTP Mix (10 mM each)

#### 产品信息

| 产品名称                  | 产品编号      | 规格     |
|-----------------------|-----------|--------|
|                       | 10124ES80 | 1 mL   |
| dNTP Mix (10 mM each) | 10124ES86 | 25 mL  |
|                       | 10124ES95 | 400 mL |

## 产品描述

dNTP Mix 为 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 的预混溶液,各自的浓度为 10 mM,适合用于 PCR 扩增、real-time PCR、cDNA 或普通 DNA 合成、DNA 测序和标记等各种常规分子生物学实验。

dNTP Mix 用超纯水配制,并用高纯度 NaOH 溶液调节 pH 值至 7.0,纯度≥99% (HPLC)。经检测,不含 DNase、RNase、phosphatase 等。

## 运输和保存方法

冰袋运输。-20℃保存,避免反复冻融,有效期2年。

#### 注意事项

- 1)可以室温溶解,溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上,使用完毕后应立即置于-20℃保存。
- 2) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3) 本产品仅作科研用途!

www.yeasen.com