

HB220621

RT-LAMP COVID-19 Primer Master Mix (N)

等温扩增新冠引物预混液 (N)

产品信息

产品名称	产品编号	规格
RT-LAMP COVID-19 Primer Master Mix (N)	13995ES60	100 T
等温扩增新冠引物预混液 (N)	13995ES80	1,000 T

产品描述

RT-LAMP COVID-19 Primer Master Mix (N)为新冠 RT-LAMP 检测预混液，可识别 SARS-CoV-2 基因组中的核衣壳蛋白基因 (N) 区域。本产品可搭配货号 Cat#13762, Cat#13810, Cat#13906 产品使用。

产品组分

组分编号	组分名称	产品编号/规格	
		13995ES60 (100 T)	13995ES80 (1,000 T)
13995-A	Primer Master Mix	200 μ L	2 mL

【注】: 1) 16 μ M FIP/BIP, 2 μ M F3/B3, 4 μ M Loop F/B each.

运输和保存方法

1. 运输方式: 干冰运输。
2. 保存方式:

Part 1: 13995-A【Primer Master Mix】 -20°C, 避光保存, 有效期 1 年。

注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。