

DfCell Mycoplasma Prevention Reagent (500×, for Ordinary Water Bath)

DfCell 支原体预防试剂（500×，用于水浴锅）

产品简介

在细胞培养环节，支原体污染是较为常见的问题。由于支原体体积微小，难以通过肉眼或常规显微设备察觉，这无疑给其检测与清除工作带来了巨大挑战，所以做好全方位的支原体预防工作至关重要。

Arcegen 推出的 DfCell 支原体预防试剂（500×，用于水浴锅），可用于正常细胞的日常防护，专门用于预防水浴锅支原体污染。使用时只要定期按比例在水浴锅中加入，即可防止支原体污染。

产品信息

货号	C230110S
规格	100 mL

储存条件

冰袋运输。-25~-15℃避光保存，保质期 1 年。若较长时间不用，请注意避光保存。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅用于科研。
3. 使用本试剂前请仔细阅读说明书，实验应规范操作，包括样本处理、反应体系的配制及加样。

使用说明

本品为水浴锅支原体预防试剂，以 500×的浓缩液形式提供，初次使用建议先清洁水浴锅，然后加入用去离子水稀释至 1×的支原体预防试剂，每隔 4~6 周更换一次，可有效预防支原体的污染。