

CD63 Rabbit pAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
CD63 Rabbit pAb	30009ES50	50 μ L
	30009ES60	100 μ L

产品描述

该基因编码的蛋白是一种多功能的核磷蛋白，在细胞周期进程、凋亡和细胞转化中发挥作用。它作为一种转录因子，调节特定靶基因的转录。该基因的突变、过表达、重排和易位与多种造血肿瘤、白血病和淋巴瘤(包括伯基特淋巴瘤)有关。有证据表明，来自上游的帧内非 AUG 起始位点(CUG)和下游的 AUG 起始位点的交替翻译起始会导致两种具有不同 n 端的异构体的产生。Burkitt 淋巴瘤中，non-AUG 启动蛋白的合成被抑制，提示其在该基因正常功能中的重要性。

产品性质

别名	CD63; MLA1; TSPAN30; CD63 antigen; Granulophysin; Lysosomal-associated membrane protein 3; LAMP-3; Melanoma-associated antigen ME491; OMA81H; Ocular melanoma-associated antigen; Tetraspanin-30; Tspan-30; CD antigen CD63
SwissProt ID	P08962
基因 ID	967
免疫原	The antiserum was produced against synthesized peptide derived from the Internal region of human CD63. AA range:121-170
缓冲液	Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide, pH 7.3
分子量	Observed MW (kDa):26
克隆类型	Polyclonal Antibody
亚型	IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human
推荐应用	WB,IF,IHC,ELISA
纯化方式	Affinity Purified
细胞定位	细胞膜, 核内体, 晚期核内体膜, 溶酶体膜, 黑素小体, 多通膜蛋白, 多泡小体
研究领域	癌症, 免疫学与炎症

应用

稀释比 IF: 1/50-200 WB: 1/500-1/2000 IHC-p: 1/100-1/300 ELISA: 1/20000


运输与保存方法

冰袋运输, -20°C保存。

注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!

Western blot



Western blot analysis of CD63 in Jurkat lysates using CD63 antibody.