

## YAP1 Rabbit mAb

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
YAP1 Rabbit mAb	31037ES50	50 $\mu$ L
	31037ES60	100 $\mu$ L

### 产品描述

该基因编码的下游核效应的河马信号通路，涉及发展，生长，修复和稳态。该基因作为该信号通路的转录调控因子在多种癌症的发生发展中发挥作用，可能成为癌症治疗的潜在靶点。选择性剪接导致多个转录变体编码不同的异构体。

### 产品性质

别名	YAP1; YAP65; Yorkie homolog; 65 kDa Yes-associated protein; YAP65
SwissProt ID	P46937
基因 ID	10413
免疫原	A synthetic peptide of human YAP1
缓冲液	50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA
分子量	Calculated MW: 54 kDa; Observed MW: 65 kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	Rabbit IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human
推荐应用	WB,IHC-P,IP
纯化方式	Affinity Chromatography
细胞定位	细胞质, 细胞核
研究领域	表观遗传学与核信号, 细胞生物学与发育生物学, 信号转导

### 应用

稀释比 WB: 1/500-1/1000 IHC: 1/50-1/100 IP: 1/20

### 运输与保存方法


冰袋运输, -20 $^{\circ}$ C保存。

### 注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!


## 产品数据

### Western blot



Western blot analysis of YAP1 in HeLa lysates using YAP1 antibody.

### Immunohistochemical



IHC analysis of paraffin-embedded Human lung cancer using YAP1 antibody. High-pressure and temperature Sodium Citrate pH 6.0 was used for antigen retrieval.