

Phospho-FOXO3A (Ser253) Rabbit mAb

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Phospho-FOXO3A (Ser253) Rabbit mAb	31105ES50	50 μ L
	31105ES60	100 μ L

产品描述

该基因属于转录因子的 forkhead 家族，其特征是一个独特的 forkhead 结构域。该基因可能通过表达细胞死亡所必需的基因来触发细胞凋亡。该基因与 MLL 基因的易位与继发性急性白血病相关。另外，也观察到编码相同蛋白质的剪接转录本变体。

产品性质

别名	FOXO3; FKHL1; FOXO3A; Forkhead box protein O3; AF6q21 protein; Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1
SwissProt ID	O43524
基因 ID	2309
免疫原	A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Ser253 of human FOXO3A
缓冲液	50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA
分子量	Calculated MW: 71 kDa; Observed MW: 82 kDa
克隆类型	Monoclonal Antibody
亚型	IgG
宿主	Rabbit
物种反应	Human, Mouse, Rat
推荐应用	WB
纯化方式	Affinity Chromatography
细胞定位	细胞质, 细胞核
研究领域	表观遗传与核信号, 内分泌代谢, 信号转导, 细胞生物学与发育生物学, 免疫学与炎症

应用

稀释比 WB: 1/500-1/1000


运输与保存方法

冰袋运输, -20 $^{\circ}$ C 保存冰袋运输, 有效期 12 个月。


注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!

Western blot



Western blot analysis of Phospho-FOXO3A (Ser253) in K562, C6 lysates using Phospho-FOXO3A (Ser253) antibody.



Western blot analysis of Phospho-FOXO3A (Ser253) in 3T3 lysates using Phospho-FOXO3A (Ser253) antibody.