

## Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)

### 碱性磷酸酶标记山羊抗兔 IgG (H+L)

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格	外观	储存
Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) 碱性磷酸酶标记山羊抗兔 IgG (H+L)	33102ES60	100μl	液体	-20℃

#### 产品描述

本品是由碱性磷酸酶 (AP) 标记的山羊抗兔 IgG (H+L), 使用抗原偶联的琼脂糖微珠从山羊抗血清内亲和色谱纯化所得。免疫电泳和/或 ELISA 法检测显示本品特异性结合完整的兔 IgG 分子, 也会与其他兔免疫球蛋白的轻链结合。可能会与其他物种免疫球蛋白发生交叉反应, 但不会识别非免疫球蛋白类的血清蛋白。

#### 产品应用

建议稀释浓度:

ELISA/WB 1:2500-1:25000

#### 产品性质

抗体浓度 (Antibody Concentration)	100μl (0.3 mg/ml)
缓冲液 (Buffer)	0.005M Tris-HCl, 0.125M 氯化钠, pH 8.0
稳定剂 (Stabilizer)	7.5mg/ml BSA (无 IgG, 蛋白酶), 50% 甘油
防腐剂 (Preservative)	0.025% 叠氮化钠
原料来源 (Source of Material)	Jackson ImmunoResearch 111-055-003

#### 运输与保存方法

冰袋运输。-20℃分装保存, 尽量避免反复冻融。

#### 注意事项

- 1) 本品含叠氮化钠, 对人体有害, 请注意适当防护。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。