

## NP-40 (Nonidet P 40) 乙基苯基聚乙二醇

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
NP-40 (Nonidet P 40)乙基苯基聚乙二醇	20103ES60	100 mL	室温

### 产品描述

NP-40 (Nonidet P 40), 中文名称乙基苯基聚乙二醇, 化学式为  $C_{15}H_{24}O \cdot (C_2H_4O)_n$ , 是一种非离子表面活性剂。

### 运输和保存方法

室温运输和保存即可。干燥保存。

### 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。