

HRP-conjugated His-tag, Rabbit pAb

兔抗 His-tag 多克隆抗体, HRP 标记

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
HRP-conjugated His-tag, Rabbit pAb 兔抗 His-tag 多克隆抗体, HRP 标记	30403ES40	40 μL (>40 次)	-20°C
HRP-conjugated His-tag, Rabbit pAb 兔抗 His-tag 多克隆抗体, HRP 标记	30403ES60	100 μL (>100 次)	-20°C

产品描述

His 标签是由 6 个组氨酸 (His-His-His-His-His-His) 组成的短肽, 可与多种蛋白形成融合蛋白, 基于组氨酸的咪唑环与金属离子 (如镍离子) 起化学作用而生成螯合的原理, 可以利用 His-Tag 标签纯化 His 融合蛋白。由于分子量较小, 并且较容易分离和纯化, His 融合标签与其他标签相比有很多明显优势, 是目前融合标签中使用最为广泛的一种。

翊圣生产的抗 His-tag 抗体可特异性的识别来源于多种物种 (如细菌、昆虫、哺乳动物) 的位于 N 端、C 端或中间区域 His 的融合蛋白, 可用于融合蛋白表达的检测及其后续纯化。抗体具有高灵敏度, 高特异性和高亲和力。

运输与保存方法

冰袋运输。-20°C 分装保存。避免反复冻融, 有效期 1 年。

注意事项

- 1) 使用前请先离心, 以免造成不必要的损失。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品

30401ES10	His-tag, Mouse mAb 小鼠抗 His-tag 单克隆抗体	10 μL (>50 次)
30401ES50	His-tag, Mouse mAb 小鼠抗 His-tag 单克隆抗体	50 μL (>250 次)
30402ES40	His-tag, Rabbit mAb 兔抗 His-tag 多克隆抗体	40 μL (>20 次)
30402ES60	His-tag, Rabbit mAb 兔抗 His-tag 多克隆抗体	100 μL (>50 次)
30403ES40	HRP-conjugated His-tag, Rabbit pAb	40 μL (>40 次)
30403ES60	HRP-conjugated His-tag, Rabbit pAb	100 μL (>100 次)

产品介绍

产品类型 (Isotype)

兔多抗 (Rabbit pAb IgG)

反应性 (Specificity)

重组蛋白

宿主 (Host)

Rabbit

应用 (Application)

Western blotting, 1:2000-1:5000

免疫原 (Immunogen)

KLH 偶联的多肽

纯化方式 (Purification method)

亲和纯化

缓冲液 (Buffer)

含 0.5% BSA, 0.05% 叠氮钠及 40% 甘油的 TBS (pH7.4)。