

## Albumin, Chicken Egg 卵清白蛋白

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
Albumin, Chicken Egg 卵清白蛋白	36121ES60	100 g	4℃
Albumin, Chicken Egg 卵清白蛋白	36121ES76	500 g	4℃

### 产品描述

鸡卵清白蛋白是鸡卵白中最主要的蛋白组分, 是一种磷酸化糖蛋白, 从氨基酸水平上, 卵清白蛋白含有 385 个氨基酸残基, 分子量约为 42.7 kDa, 该序列与其已报到的信使 RNA 的序列完全一致, 加上含糖和磷酸基团量, 卵清白蛋白总分子量为 44.3 kDa。

本品是卵清蛋白粗提物, 生化实验中可作为一种 Marker 蛋白用于蛋白电泳, 制备哮喘动物模型或作为一种载体蛋白偶联多肽等。

### 产品性质

中文别名 (Chinese Synonym)	卵清蛋白, 卵白蛋白
英文别名 (English Synonym)	Ovalbumin; Albumin from hen egg white
CAS 号 (CAS NO.)	9006-59-1
来源 (Source)	鸡蛋清
分子量 (Molecular Weight)	~44.3 kDa
外观 (Appearance)	淡黄至浅黄色粉末
纯度 (Purity) Agarose gel electrophoresis	62-88%
溶解性 (Solubility)	溶于水 (50 mg/mL)

### 运输和保存方法

冰袋运输, 4℃ 保存。

### 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。