

OCT 冰冻切片包埋剂

产品信息

产品名称	产品编号	规格
OCT 冰冻切片包埋剂	36309ES61	118ml

产品描述

OCT 冰冻切片包埋剂是一种聚乙二醇和聚乙烯醇的水溶性混合物,目前已广泛用于免疫组化实验室中,其用途是包埋覆盖组织样品,制成冰冻组织模块。本品可以在冰冻切片时支撑组织,以增加组织的连续性,减少皱折及碎裂。

另外因 OCT 包埋剂为水溶性,故在漂片时可溶于水,不会在样品和滑板上留下残留物,从而避免在以后的染色中增加背景染色。

利用 OCT 包埋剂预先浸润组织,然后再进行恒冷箱切片,使切片质量得到改善。

运输和保存方法

室温运输。请置于阴凉通风处保存,有效期 2 年。

注意事项

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品

36310ES64	ImmHis™ Hydrophobic Barrier Pen	ImmHis™ 免疫组化笔 (疏水屏障)	1 支
36313ES60	Neutral Balsam, Mounting Medium for Microscopy	中性树脂胶 (镜检用永久封片剂)	100ml
36314ES60	4% Paraformaldehyde	4% 多聚甲醛	100ml
36314ES76	4% Paraformaldehyde	4% 多聚甲醛	500ml
36317ES62	Antigen Retrieval Buffer (40× Citrate-EDTA, pH 6.2)	柠檬酸钠-EDTA 抗原修复液 (40×)	125ml
36318ES60	Antigen Retrieval Buffer (50× Tris-EDTA, pH 9.0)	Tis-EDTA 抗原修复液 (50×)	100ml
36319ES60	Improved Antigen Retrieval Buffer (50× Citrate Sodium Buffer, pH 6.0)		100ml
36320ES60	Primary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用一抗稀释液	100ml
36321ES60	Secondary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用二抗稀释液	100ml