

Primary&Secondary Antibody Diluent for WB

WB 专用一抗二抗稀释液

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
Primary&Secondary Antibody Diluent for WB	36206ES60	100 mL	4 °C
WB 专用一抗二抗稀释液	36206ES76	500 mL	4 °C

产品描述

WB 专用一抗二抗稀释液适用于蛋白印迹时一抗和二抗的稀释和配制。稀释液中添加了多种抗体保护剂,可以增加抗体的活性和稳定性,减少抗体的非特异性结合,降低非特异性的背景着色,提高试验的特异性和灵敏度。

运输与保存方法

冰袋 (wet ice) 运输。产品 4°C 保存,一年有效。

操作方法

根据说明书,直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。若是按照每个抗体稀释 10 mL 的工作体积来计算,100 mL 本 WB 专用一抗二抗稀释液可稀释 10 次一抗或二抗。经本品处理后的一抗或二抗稀释液可回收于 4°C 保存,多次重复使用,直至不能达到理想结果后丢弃。

【注】: 本品已经过过滤除菌处理,为了提高产品的稳定性以及使用寿命,建议在吸取产品时避免细菌污染;产品开启后建议一个月内用完,若是发现有沉淀或者细菌污染请舍弃。

【注】: 本品不含有叠氮钠,不会抑制过氧化物酶标记一抗或二抗活性;本品不含磷酸盐,不会抑制碱性磷酸酶标记一抗或二抗活性;本品不含脱脂奶粉,不会干扰生物素标记或者碱性磷酸酶标记抗体的活性;

注意事项

- 1) 为了延长稀释后一抗的使用寿命,一抗孵育尽量在 4 °C 进行。
- 2) 本品含防腐剂,请小心操作避免皮肤直接接触。
- 3) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。