

X 射线摄影暗盒

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
X 射线摄影暗盒（小号）	36243ES35	5×7 英寸	RT
X 射线摄影暗盒（中号）	36243ES58	8×10 英寸	RT

产品描述

X 射线摄影暗匣，一种开闭灵活、结构坚固的曝光暗匣，生物学中常结合 ECL 发光液用于 WB 实验中的胶片曝光，使用时胶片与增感屏紧密贴合，不漏光，网点纹路层次分明，成像稳定，清晰度高。

运输和保存方法

室温运输和保存即可。

注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品图片展示

