

HB180824

α -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 α -Tubulin 单克隆抗体

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
α -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 α -Tubulin 单克隆抗体	30304ES40	40 μ L (>20 次)	-20°C
α -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 α -Tubulin 单克隆抗体	30304ES60	100 μ L (>50 次)	-20°C

产品描述

微管蛋白是一类含有多个成员的蛋白质家族。其最常见的成员是 α -微管蛋白和 β -微管蛋白，它们是组成微管的主要成分，这两种微管蛋白具有相似的三维结构，能够紧密地结合成二聚体，作为微管组装的亚基。 α -微管蛋白分子量约为 55 kDa，常作为一种内部参照用于相关免疫学实验。

推荐稀释倍数

WB: 1:100-1:1000

IHC/IF/IP: 1:10-1:50

运输与保存方法

冰袋 (wet ice) 运输。-20°C 保存。

注意事项

- 1) 使用前先离心，以免造成不必要的损失。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品介绍

产品类型 (Isotype)

Mouse IgG1 Monoclonal, kappa light chain

反应性 (Specificity)

植物，原生生物，动物 (哺乳动物，昆虫等)

宿主 (Host)

小鼠

抗原分子量 (Antigen Molecular Weight)

55 kDa

应用 (Application)

IF, WB, IHC, IP

免疫原 (Immunogen)

α -tubulin

相关产品

30301ES40	β -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 β -Tubulin 单克隆抗体	40 μ L (> 20 次)
30301ES60	β -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 β -Tubulin 单克隆抗体	100 μ L (> 50 次)
30302ES20	β -Tubulin, Rabbit pAb 兔抗 β -Tubulin 多克隆抗体	20 μ L (> 50 次)
30302ES60	β -Tubulin, Rabbit pAb 兔抗 β -Tubulin 多克隆抗体	100 μ L (> 250 次)
30303ES10	HRP-conjugated β -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 β -Tubulin 单克隆抗体, HRP 标记	10 μ L (> 50 次)
30303ES50	HRP-conjugated β -Tubulin, Mouse mAb 小鼠抗 β -Tubulin 单克隆抗体, HRP 标记	50 μ L (> 250 次)