

6cm 透析夹子（适用于 21mm，27mm，36mm 透析袋）

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 储存 | 价格（元） |
|----------------------------------|-----------|-----|----|-------|
| 6cm 透析夹子（适用于 21mm，27mm，36mm 透析袋） | 20538ES03 | 1 个 | 室温 | 5.80 |

产品描述

实验室中常将透析夹与透析袋配套使用，用于蛋白质的透析，进而对目的蛋白进行脱盐以及进行缓冲液的置换等。

本透析夹为长度为 6cm，可适用于 21mm，27mm，36mm 透析袋

运输和保存方法

室温运输和保存即可。

注意事项

- 1) 每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好，以防干裂。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。