

## Primary&Secondary Antibody Diluent for Immunostaining

### 免疫染色用一抗二抗稀释液

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
Primary & Secondary Antibody Diluent for Immunostaining 免疫染色用一抗二抗稀释液	36323ES60	100ml	4℃

#### 产品描述

本产可用于多种免疫染色时一抗二抗工作液的稀释和配制, 制备的工作液可于 4℃ 保存和使用至少 6 个月, 不仅节约了宝贵的抗体, 又能节省时间, 简化操作。本品经特殊优化组分, 能够降低染色背景, 提高信噪比。

配制好的一抗二抗工作液可直接用于相关免疫染色实验 (IF)。

#### 运输和保存方法

冰袋运输。4℃ 保存, 1 年有效。

#### 使用方法

根据一抗/二抗的使用说明书用本稀释液进行一定倍数的稀释, 需同时考虑到目的抗原的表达量和相应一抗/二抗的加入量。抗体稀释后可直接用于免疫染色。

#### 注意事项

- 1) 本品稀释液含有磷酸盐, 不可用于碱性磷酸酶标记的二抗的稀释。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 相关产品

36320ES60	Primary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用一抗稀释液	100ml
36320ES76	Primary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用一抗稀释液	500ml
36321ES60	Secondary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用二抗稀释液	100ml
36321ES76	Secondary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用二抗稀释液	500ml
36323ES60	Primary&Secondary Antibody Diluent for Immunostaining	免疫染色用一抗二抗稀释液	100ml
36206ES60	Primary&Secondary Antibody Diluent for WB	WB 专用一抗二抗稀释液	100 ml
36206ES76	Primary&Secondary Antibody Diluent for WB	WB 专用一抗二抗稀释液	500ml