

## Xylene cyanol FF 二甲苯青 FF

### 产品信息


产品名称	产品编号	规格
Xylene cyanol FF 二甲苯青 FF	60525ES08	5 g

### 产品描述

二甲苯青 FF, 一种核酸电泳的示踪染料, 可与溴酚蓝按照一定比例配制成 loading buffer, 用于琼脂糖和聚丙烯酰胺电泳。

### 产品性质

中文别名 (Chinese Synonym)	二甲苯蓝
英文别名 (English Synonym)	Acid blue 147, Cyanol FF, XC
CAS 号 (CAS NO.)	2650-17-1
分子式 (Formula)	$C_{25}H_{27}N_2NaO_6S_2$
分子量 (Molecular Weight)	538.6 g/mol
外观 (Appearance)	粉末
熔点 (Melting Point)	295°C
纯度 (Purity)	≥75%
溶解性 (Solubility)	水
结构式 (Structure)	



### 运输和保存方法

室温运输和保存即可, 有效期 3 年。

### 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。