

PEG 800 聚乙二醇 800

产品信息

产品名称	产品编号	规格
PEG 800 聚乙二醇 800	60362ES76	500 g


产品描述

Polyethylene Glycol (PEG), 即聚乙二醇, 一种氧化乙烯和水的聚合物, 在生化实验中, 具有多种用途, 包括: 1) 活化后可以结合多肽或蛋白质, 用于沉淀蛋白; 2) 作为一种融合剂强化巨噬细胞杂交瘤的形成; 3) 分离纯化生物大分子; 4) 诱导细胞杂交等。另外, PEG 具有广泛的化学相容性, 是非常好的溶剂和增溶剂, 普遍用在工业, 医疗, 化妆品等领域。

Polyethylene Glycol 800 (PEG 800) 是平均分子量为 800 的聚乙二醇, 溶于水, 以及许多极性溶剂如丙酮, 乙醇和氯化溶剂。PEG 水溶液室温稳定, 初次使用建议用 0.45 μ m 的滤膜对其进行过滤除杂。

产品性质

中文别名 (Chinese Synonym)	聚乙二醇 800; 聚氧乙烯;
英文别名 (English Synonym)	Polyethylene glycol-800; Alkapol PEG-800; Carbowax; Macrogol;
CAS 号 (CAS NO.)	25322-68-3
分子式 (Formula)	H(OCH ₂ CH ₂) _n OH
平均分子量 (Average M _n)	760~840
外观 (Apperance)	白色蜡状固体
粘度 (Viscosity)	2.2-2.4
密度 (Density)	1.127 g/ml
pH (5%)	4.0-7.0
溶解性 (Solubility)	溶于水、乙醇和氯仿
结构式 (Structure)	



运输和保存方法

室温运输与保存。保质期 2 年。

注意事项

- 1) PEG 在空气中易发生氧化降解, 需尽量避免将其暴露在空气和/或高温环境。另外, 也可向其加入抗氧化剂来预防氧化发生。PEG 不兼容苯酚, 可能会降低其他防腐剂的抑菌作用。PEG 会引起青霉素和杆菌肽活性丧失。
- 2) 虽有报道 PEG-生理盐水溶液可以高压灭菌, 但不推荐此法除菌。
- 3) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。