

HB181126

Cytidine 胞嘧啶核苷

产品信息

产品名称	产品编号	规格	储存
Cytidine 胞嘧啶核苷	60607ES25	25g	室温
Cytidine 胞嘧啶核苷	60607ES60	100g	室温


产品描述

胞嘧啶核苷是构成核酸的嘧啶核苷之一，由胞嘧啶（碱基部分）和核糖（糖部分）组成。是通过核糖核酸水解而成，用亚硝酸作用时，可形成尿（嘧啶核）苷。

产品性质

中文别名 (Chinese Synonym)	胞苷, 胞嘧啶核糖核苷
CAS 号 (CAS NO.)	65-46-3
分子式 (Molecular Formula)	C ₉ H ₁₃ N ₃ O ₅
分子量 (Molecular Weight)	243.22g/mol
外观 (Appearance)	白色结晶或结晶性粉末
溶解性 (Solubility)	溶于水
纯度 (Purity)	>98%

结构式 (Structure)



运输与保存方法

产品室温保存。

注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。