

HB181122

## 25×TAE Premixed Powder

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
25×TAE Premixed Powder	60115ES01	1 pk

### 产品描述

TAE 即 Tris acetate-EDTA buffer, 可用作电泳以及凝胶配制缓冲液, 常用于琼脂糖和聚丙烯酰胺核酸的电泳实验。

本品是 25 倍浓缩的 TAE 匀混粉末, 每个包装可加入 1 L 去离子水配制成 25×TAE 浓缩液, 溶解后 pH 为 8.2-8.4, 无需调 pH 值。使用时将 25×TAE 浓缩液稀释成 1×工作液即可。

### 产品组分

1×TAE 工作液中含有 40 mM Tris-Acetate 和 1 mM EDTA, pH 8.3。

### 运输与保存方法

室温运输和保存。

### 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。