

50×TAE Buffer 50×TAE 溶液

产品信息

产品名称	产品编号	规格
50×TAE Buffer 50×TAE 溶液	60116ES76	500 mL

产品描述

TAE 即 Tris acetate-EDTA buffer, 常用于琼脂糖和聚丙烯酰胺核酸的电泳实验。可用作电泳以及凝胶配制缓冲液。本品是 50 倍浓缩的 TAE, 使用时需用去离子水稀释到 1×TAE 工作液即可。

产品组分

1×TAE 工作液中含有 40 mM Tris-Acetate 和 1 mM EDTA, pH 8.3。

运输与保存方法

室温运输和保存。有效期 1 年。

注意事项

1. 若产品出现沉淀析出, 请置于 37°C 水浴使其溶解, 不影响使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。