

SV40T Lentivirus


产品信息

产品名称	产品编号	规格
SV40T Lentivirus	11902ES70	50 μ L*4 管 (1E8 TU/mL)
SV40T Lentivirus	11902ES74	50 μ L*8 管 (1E8 TU/mL)

产品描述

SV40 (simian virus 40) 是从猿猴肾细胞病毒中分离出来的, SV40 病毒的细胞转化特性主要与早期蛋白 T 抗原有关, 能使细胞进入永生化的增殖状态, 是常用且有效的体外细胞转化因素之一, 已广泛应用于各种人类细胞类型的永生化。

质粒图谱



运输和保存方法

干冰运输。-80°C保存, 有效期 6 个月, 如保存时间过长, 使用前请重新检测病毒滴度。

注意事项

- 1) 病毒操作时最好使用生物安全柜, 如使用普通超净工作台操作病毒, 请不要打开风机。
- 2) 病毒操作时请穿实验服, 戴口罩和乳胶手套。
- 3) 操作病毒时必须特别小心, 不要产生气雾或飞溅。如操作时超净台有病毒污染, 立即用 10%次氯酸钠溶液擦拭干净。接触过病毒的枪头、离心管和培养板等需用 10%次氯酸钠溶液浸泡 1 h 以上后弃去。
- 4) 用显微镜观察细胞感染情况时应遵从以下步骤: 拧紧培养瓶或盖紧培养板。用 70%乙醇清理培养瓶外壁后到显微镜处观察拍照。离开显微镜试验台前, 用 70%乙醇清理实验台。
- 5) 病毒操作完成后, 用肥皂清洗双手。