

Bovine Serum Albumin(BSA), PCR Grade 牛血清白蛋白

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Bovine Serum Albumin(BSA), PCR Grade 牛血清白蛋白	36100ES25	25 g
Bovine Serum Albumin(BSA), PCR Grade 牛血清白蛋白	36100ES60	100 g
Bovine Serum Albumin(BSA), PCR Grade 牛血清白蛋白	36100ES76	500 g
Bovine Serum Albumin(BSA), PCR Grade 牛血清白蛋白	36100ES80	1 kg

产品描述

牛血清白蛋白，英文名称为 Bovine Serum Albumin，也称 Bovine albumin，或 Cohn Fraction V，简称 BSA。PCR 反应体系中添加 BSA，可以降低模板贴附管壁的数量，使得有更多的模板参与扩增。BSA 可以降低引物二聚体的形成，促进扩增。PCR 反应中 BSA 终浓度在 0.01 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ ~0.4 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ 。

使用方式

用水溶解，现用现配。

运输与保存

冰袋运输，4°C保存，有效期 5 年。

注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。