

## Gravity Chromatography Columns, 30ml

### 重力层析空柱

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Gravity Chromatography Columns, 30ml 重力层析空柱	20524ES03	1 套

#### 产品描述

YEASEN 生物提供的重力层析空柱，适用于多种亲和层析介质的装填，以便于后续相应蛋白的纯化。本品为 30ml 重力层析空柱，总装填体积 30ml。

#### 运输和保存方法

室温运输和保存即可。

#### 注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 相关产品

20520ES03	Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力层析空柱	1 套
20520ES08	Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力层析空柱	5×1 套
20521ES03	Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力层析空柱	1 套
20521ES08	Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力层析空柱	5×1 套
20522ES03	Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力层析空柱	1 套
20522ES08	Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力层析空柱	5×1 套
20523ES03	Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力层析空柱	1 套
20523ES08	Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力层析空柱	5×1 套
20524ES03	Gravity Chromatography Columns, 30ml 重力层析空柱	1 套
20525ES03	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	1 套
20525ES08	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	5×1 套
20525ES10	C-series Chromatography Column, 1ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	10×1 套
20526ES03	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	1 套
20526ES08	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	5×1 套
20526ES10	C-series Chromatography Column, 5ml C 型空柱（连接 Akata、注射器或蠕动泵）	10×1 套
20527ES03	Chromatography Empty Column, 7ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	1 套
20527ES08	Chromatography Empty Column, 7ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套
20528ES08	Chromatography Empty Column, 27ml 中低压层析空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套
20529ES08	XK 16/20 Chromatography Column XK 16/20 中低压夹套空柱（连接 Akata Design 等）	5×1 套