

dNTP Set Solution (dATP,dCTP,dTTP,dGTP,100 mM each)**脱氧核糖核苷三磷酸溶液套装****产品信息**

产品名称	产品编号	规格
dNTP Set Solution (dATP, dCTP, dTTP, dGTP, 100 mM each) 脱氧核糖核苷三磷酸溶液套装	10122ES74	4×400 μL

产品描述

dNTP Set Solution 为 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 共 4 种溶液的套装，其中每管溶液均用超纯水配制，并用高纯度 NaOH 溶液调节 pH 值至 7.0，浓度为 100 mM（即 100 mmol/L），其纯度大于 99%（HPLC），且无 DNase 和 RNase 污染。常用于 PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA 合成、引物延伸反应、DNA 测序、DNA 标记等各种常规分子生物学反应。

本产品为即用型，可以直接用于 PCR 等各种常规分子生物学反应。

运输和保存方法

冰袋运输。-20 °C 保存，避免反复冻融，有效期 2 年。

注意事项

- 1) 可以室温溶解，溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上，使用完毕后宜立即置于-20°C保存。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3) 本产品仅作科研用途！