

Agar 琼脂粉

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Agar 琼脂粉	70101ES76	500 g
Agar 琼脂粉	70101ES90	10×500 g

产品描述

Agar, 中文名字琼脂粉, 常用于制备细菌培养用固体 LB 培养基, 常用浓度 1.5%。
本品为细胞培养级别。

产品性质

CAS 号 (CAS NO.)	9002-18-0
分子式 (Formula)	(C ₁₂ H ₁₈ O ₉) _n
分子量 (Molecular Weight)	3000-9000 g/mol
外观 (Appearance)	粉末
凝固点 (Congealing temperature)	≤38℃
pH 值 (pH value)	6.0-8.0

运输和保存方法

室温运输和保存即可, 有效期 4 年。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途!