

HB211208

## Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L)

### 碱性磷酸酶标记山羊抗大鼠 IgG (H+L)

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) 碱性磷酸酶标记山羊抗大鼠 IgG (H+L)	33302ES60	100 $\mu$ L

#### 产品描述

本品是由碱性磷酸酶 (AP) 标记的山羊抗大鼠 IgG (H+L)，使用抗原偶联的琼脂糖微珠从山羊抗血清内亲和色谱纯化所得。免疫电泳和/或 ELISA 法检测显示本品特异性结合完整的大鼠 IgG 分子，也会与其他大鼠免疫球蛋白的轻链结合。可能会与其他物种免疫球蛋白发生交叉反应，但不会识别非免疫球蛋白类的血清蛋白。

#### 产品应用

建议稀释浓度：

ELISA/WB 1:2500-1:25000

#### 产品性质

抗体浓度 (Antibody Concentration)	100 $\mu$ L (0.3 mg/mL)
缓冲液 (Buffer)	0.005 M Tris-HCl, 0.125 M 氯化钠, pH 8.0
稳定剂 (Stabilizer)	7.5 mg/mL BSA (无 IgG, 蛋白酶), 50% 甘油
防腐剂 (Preservative)	0.025% 叠氮化钠
原料来源 (Source of Material)	Jackson ImmunoResearch 112-055-003

#### 运输与保存方法

冰袋运输。-20°C 分装保存，尽量避免反复冻融。有效期 1 年。

#### 注意事项

- 1) 本品含叠氮化钠，对人体有害，请注意适当防护。
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3) 本产品仅作科研用途！