

## Formamide Deionized 去离子甲酰胺

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Formamide Deionized 去离子甲酰胺	60346ES60	100 mL
	60346ES76	500 mL

### 产品描述

甲酰胺是甲酸衍生出的酰胺，是一种无色液体。在组织或细胞原位杂交中，可通过使用含 50%甲酰胺的杂交液使 DNA 变性，另外，甲酰胺可用作冷冻保护剂和聚丙烯酰胺凝胶稳定剂。

去离子甲酰胺经过去离子处理，且产品中无 DNase、RNase。

### 产品性质

CAS 号 (CAS NO.)	75-12-7
分子式 (Molecular Formula)	CH <sub>3</sub> NO
分子量 (Molecular Weight)	45.04
外观 (Appearance)	无色透明液体
纯度 (Purity)	>99%
密度 (Density)	1.134 g/mL (25 °C)

### 运输与保存方法

冰袋运输。2-8°C 保存，有效期 3 年。

### 注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途！