

## 恒温混匀仪 A5 模块

### 产品信息

| 产品名称        | 产品编号      | 规格 |
|-------------|-----------|----|
| 恒温混匀仪 A5 模块 | 80447ES03 | 个  |

### 产品描述

恒温混匀仪 A5 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件，该模块孔径及试管数为  $20 \times 0.5 \text{ mL} + 15 \times 1.5 \text{ mL}$ 。



### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放