

## 恒温混匀仪 A3 模块

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
恒温混匀仪 A3 模块	80445ES03	个

### 产品描述

恒温混匀仪 A3 模块为 80440ES03 和 80441ES03 恒温混匀仪配件，该模块孔径及试管数为  $35 \times 1.5$  mL。



### 运输与保存方法

常温运输，室温保存。

### 注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放