

HB211223

0.2mLPCR 单管

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
0.2mLPCR 单管	83501ES03	LXG-020-01	1000 支/包
0.2mLPCR 单管	83501ES10	LXG-020-05	1000 支/包, 10 包/箱

产品简介

翌圣生物 PCR 单管使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。产品整体性较好，管盖关闭时密封性好，防止污染，且易于开盖。该 0.2 mL 规格的 PCR 单管，适用于市场上主流的 PCR 仪以及实时 PCR 仪。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导
- 密封性好，防止污染，且易于开盖
- 适用于市场上主流的 PCR 仪以及实时 PCR 仪
- 产品无菌、无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染，无需灭菌直接使用

注意事项

- 1.建议储存在无菌环境下!
- 2.佩戴手套拿取!
- 3.仅供科研使用!