

HB211223

10 μ L 盒装无菌吸头

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
10 μ L 盒装无菌吸头	83020ES10	XT010-H-S-05	96 支/盒, 10 盒/箱
10 μ L 盒装无菌吸头	83020ES50	XT010-H-S-10	96 支/盒, 50 盒/箱

产品简介

翌圣生物采用进口聚丙烯（PP）材质，独特设计的通用移液吸头，产品性能优越，匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀
- 移取范围 1-10 μ L
- 适用于大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 耐受温度范围：-80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C，高温高压后不变形
- 盒装产品无需灭菌，无 DNA 酶，无 RNA 酶，可直接使用

注意事项

1. 产品拆开外包装薄膜后，建议储存在无菌环境下！
2. 佩戴手套拿取！
3. 仅限于科研使用！