

HB211223

## 1250 $\mu$ L 袋装蓝色吸头

### 产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
1250 $\mu$ L 袋装蓝色吸头	83100ES03	XT1250-B-D-01	1000 支/包
1250 $\mu$ L 袋装蓝色吸头	83100ES08	XT1250-B-D-05	1000 支/包, 5 包/箱

### 产品简介

翌圣生物采用进口聚丙烯（PP）材质，独特设计的通用移液吸头，产品性能优越，匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

### 产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀
- 移取范围 1-1250 $\mu$ L
- 适用于大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 袋装产品最好灭菌后使用！耐受温度范围：-80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C，高温高压后不变形

### 注意事项

- 1.建议储存在无菌环境下！
- 2.佩戴手套拿取！
- 3.仅限于科研使用！