

HB211223

## 10 $\mu$ L 袋装吸头

### 产品信息

| 产品名称            | 货号        | 产品原编号      | 规格               |
|-----------------|-----------|------------|------------------|
| 10 $\mu$ L 袋装吸头 | 83010ES03 | XT010-D-01 | 1000 支/包         |
|                 | 83010ES20 | XT010-D-10 | 1000 支/包, 20 包/箱 |

### 产品简介

翌圣生物采用进口聚丙烯（PP）材质，独特设计的通用移液吸头，产品性能优越，匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

### 产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀
- 移取范围 1-10  $\mu$ L
- 适用于大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 袋装产品最好**灭菌后使用**！耐受温度范围：-80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C，高温高压后不变形

### 注意事项

- 1.建议储存在无菌环境下！
- 2.佩戴手套拿取！
- 3.仅供科研使用！