

HB211223

10 μ L 盒装滤芯无菌吸头

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
10 μ L 盒装滤芯无菌吸头	83030ES10	XT010F-H-S-05	96 支/盒, 10 盒/箱
10 μ L 盒装滤芯无菌吸头	83030ES50	XT010F-H-S-10	96 支/盒, 50 盒/箱

产品简介

翌圣生物采用进口聚丙烯 (PP) 材质, 独特设计的通用移液吸头, 产品性能优越, 匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料, 管壁薄, 且厚度均匀
- 移取范围 1-10 μ L
- 适用于大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 耐受温度范围: -80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C, 高温高压后不变形
- 盒装产品无需灭菌, 无 DNA 酶, 无 RNA 酶, 可直接使用
- 该类盒装枪头内带有滤芯装置, 有效的防止移液过程中造成的移液枪污染, 并且使用滤芯枪头还有效的降低气溶胶污染, 避免了样本之间的交叉污染

注意事项

1. 产品拆开外包装薄膜后, 建议储存在无菌环境下!
2. 佩戴手套拿取!
3. 仅限于科研使用!