

HB211223

## 1250 $\mu$ L 盒装滤芯蓝色无菌吸头

### 产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
1250 $\mu$ L 盒装滤芯 蓝色无菌吸头	83120ES10	XT1250F-B-H-S-05	96 支/盒, 10 盒/箱
	83120ES50	XT1250F-B-H-S-10	96 支/盒, 50 盒/箱

### 产品简介

翌圣生物采用进口聚丙烯（PP）材质，独特设计的通用移液吸头，产品性能优越，匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

### 产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀
- 移取范围 1-1250 $\mu$ L
- 适用于大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 耐受温度范围：-80 $^{\circ}$ C~121 $^{\circ}$ C，高温高压后不变形
- 盒装产品无需灭菌，无 DNA 酶，无 RNA 酶，可直接使用
- 该类盒装枪头内带有滤芯装置，有效的防止移液过程中造成的移液枪污染，并且使用滤芯枪头还有效的降低气溶胶污染，避免了样本之间的交叉污染

### 注意事项

1. 产品拆开外包装薄膜后，建议储存在无菌环境下！
2. 佩戴手套拿取！
3. 仅供科研使用！