

HB211223

试剂槽 (PS)

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
试剂槽 (PS)	84501ES03	SJC-PS-D-S-01	1 个/袋
	84501ES60	SJC-PS-D-S-10	1 个/袋, 100 袋/箱

英文名

Solution Basins

材质

采用聚苯乙烯 (PS) 制造

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年

产品特点

1. 提供聚苯乙烯 (PS)
2. 单渠 V 型底设计, 适合在细胞培养和免疫分析等实验中与单通道和多通道移液器配合使用
3. 三角引流设计, 倾倒更安全
4. PS 材质试剂槽为消毒独立包装, 采用伽玛灭菌

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下!
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作!
3. 本产品仅作科研用途!