

HB211223

## PCR 封板膜，盒装，透明

### 产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
PCR 封板膜，盒装，透明	83621ES60	PCRM-100-05	100 个/盒

### 产品简介

翌圣生物的 PCR 封板膜由一层透明聚丙烯薄膜和一层透明的硅基压敏胶粘合而成的光学压敏膜，适用于普通 PCR 检测和 qPCR 检测。

### 运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

### 产品特点

- 透光度高：较高的光学清晰度，无自发荧光
- 密封性好，防止污染
- 适用于多款 96 孔板、384 孔板
- 产品无菌、无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染！无需灭菌直接使用！

### 注意事项

- 1.切勿用手触摸膜的表面，避免影响荧光信号！
- 2.建议储存在无菌环境下！
- 3.佩戴手套拿取！
- 4.仅供科研使用！