

HB211223

0.2ml 96 孔 PCR 板-半裙边, 透明, 印刷, 黑字

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
0.2ml 96 孔 PCR 板-半裙边, 透明, 印刷, 黑字	83552ES03	PCR-0296B-S-01	10 块/包
	83552ES08	PCR-0296B-S-05	10 块/包, 5 包/箱

产品简介

翌圣生物 96 孔 PCR 板使用洁净的聚丙烯原料 (PP), 管壁薄, 且厚度均匀, 保证良好的热传导。加样完毕后, 用封板膜封板即可!

运输和保存方法

常温运输, 室温储存, 有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料, 管壁薄, 且厚度均匀, 保证良好的热传导
- 适用于对应模块规格的荧光定量 PCR 仪
- 产品无菌、无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染, 无需灭菌直接使用
- 半裙边式构造, 边缘印刷黑字方便加样及记录数据

注意事项

- 1.切勿用手触摸光学平盖顶部, 避免影响荧光信号!
- 2.建议储存在无菌环境下!
- 3.佩戴手套拿取!
- 4.仅供科研使用!