

HB211223

0.1ml 96 孔 PCR 板-半裙边，透明（罗氏）

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格	价格（元）
0.1 ml 96 孔 PCR 板-半裙边，透明（罗氏）	83551ES03	PCR-0196B-S-01	10 块/包	275
	83551ES08	PCR-0196B-S-05	10 块/包， 5 包/箱	1225

产品简介

翌圣生物 96 孔 PCR 板使用洁净的聚丙烯原料（PP），管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。加样完毕后，用封板膜封板即可！

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导
- 适用于罗氏对应模块规格的荧光定量 PCR 仪
- 产品无菌、无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染，无需灭菌直接使用
- 半裙边式构造，边缘印刷黑字方便加样及记录数据

注意事项

- 1.切勿用手触摸光学平盖顶部，避免影响荧光信号！
- 2.建议储存在无菌环境下！
- 3.佩戴手套拿取！
- 4.仅供科研使用！