

UltraPure Water 超纯水

产品信息

产品名称	产品编号	规格
	10116ES03	1 mL
UltraPure Water 超纯水	10116ES08	5×1 mL
	10116ES60	100 mL

产品描述

UltraPure Water 是利用反渗透技术，经过多次交换柱和 0.2 μm 滤膜得到的超纯产品。电阻率 $> 18 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ 。

运输和保存方式

冰袋运输， -20°C 保存，有效期 12 个月。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途！