

Safranin O 番红O

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Safranin O 番红O	60517ES25	25 g

产品描述

番红O是一种常用的组织学和细胞学生物染色剂，经常用作复染剂，将细胞核染成红色。在革兰氏染色和内孢子染色实验中都是典型的复染剂。它也可以被用来检测软骨、黏蛋白和肥大细胞的颗粒。

产品性质

中文别名 (Chinese Synonym)	沙黄; 藏红 T; 番红花红 T
英文别名 (English Synonym)	Safranin T; Basic red 2; Cotton red; Safranin A; Safranin Y
CAS 号 (CAS NO.)	477-73-6
分子式 (Molecular Formula)	C ₂₀ H ₁₉ ClN ₄
分子量 (Molecular Weight)	350.84
外观 (Appearance)	红棕色粉末, 白色结晶或粉末
溶解性 (Solubility)	易溶于水, 溶于乙醇
染料含量 (Dye content)	>85%

运输与保存方法

室温运输和保存。有效期5年。

注意事项

- 1) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2) 本产品仅作科研用途!