

HB220104

50ml 移液管，灭菌，独立纸塑包装

产品信息

产品名称	货号	规格
50ml 移液管，灭菌，独立纸塑包装	84506ES03	20 支/包
	84506ES10	20 支/包，10 包/箱

英文名

Serological Pipette, 50ml

材质

采用医疗级聚苯乙烯材质

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

1. 采用医疗级聚苯乙烯材质，高透明，化学稳定性，可与常规电动移液器配合使用；
2. 双向刻度设计，可直观读取剩余液体数量，提供额外容量的阴性刻度，管尾彩色圈标识；
3. 带有滤芯过滤塞，防止气雾和液体污染移液器；
4. 具有较强疏水性，确保移液准确；
5. 无 DNase、RNase 以及致热源；
6. 电子束灭菌，无菌独立纸塑包装。

注意事项

1. 建议储存在无菌环境下！
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作！
3. 本产品仅作科研用途！