

HB220125

0.6mL 无色离心管

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
0.6mL 无色离心管	83502ES03	LXG-060-01	1000 支/盒
0.6mL 无色离心管	83502ES10	LXG-060-05	1000 支/盒, 10 盒/箱

产品简介

翌圣生物的离心管使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。产品整体性较好，管盖和管体关闭时密封性好，防止污染，且易于开盖。该 0.6 mL 规格的离心管，可应用于细菌、细胞、蛋白质、核酸等各种生物样本收集、分装及离心使用。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 密封性好，防止污染，且易于开盖
- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导
- 产品无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染
- 可承受最高离心力 12000 g
- 耐受温度范围：-80℃~121℃，高温高压后不变形

注意事项

- 1.切勿用手触摸光学平盖顶部，避免影响荧光信号！
- 2.建议储存在无菌环境下！
- 3.仅供科研使用！