

HB211223

0.1mL PCR 八联排+光学平盖，透明

产品信息

产品名称	货号	产品原编号	规格
0.1mL PCR 八联排+光学平盖，透明	83601ES03	PCR-0108-01	125 支/包 (1 盒)
	83601ES10	PCR-0108-05	125 支/包×10 (1 箱)

产品简介

翌圣生物 PCR 八联排管使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导。产品整体性较好，八联管盖和管体关闭时密封性好，防止污染，且易于开盖。该 0.1 mL 规格的八连排，适用于对应模块规格的 PCR 仪。产品搭配的光学平盖，适用于 0.1mL/0.2mL 八联排管或 96 孔板。适配大多数常规体系 PCR 仪，如 ABI/Life Technologies 普通及定量 PCR 仪、罗氏、Bio-Rad 等品牌的 PCR 仪，可进行 PCR 及 RT-qPCR 相关实验研究。

运输和保存方法

常温运输，室温储存，有效期 3 年

产品特点

- 使用洁净的聚丙烯原料，管壁薄，且厚度均匀，保证良好的热传导
- 八联管盖和管体关闭时密封性好，防止污染，且易于开盖
- 适用于对应模块规格的 PCR 仪
- 光学平盖，适用于 0.1mL/0.2mL 八联排管或 96 孔板，平盖能更好的配合 qPCR 实验
- 产品无菌、无 RNA 酶、无 DNA 酶、无热源污染，无需灭菌直接使用

注意事项

- 1.切勿用手触摸光学平盖顶部，避免影响荧光信号！
- 2.建议储存在无菌环境下！
- 3.佩戴手套拿取！
- 4.仅供科研使用！